

文件编号：Q/WU FLHA19050021R009

版本号：V1.1

受控状态：

分发号：

物质科学公共实验平台

质量管理文件

同步热分析仪 标准操作规程

2020年06月11日发布

年 月 日实施

物质科学公共实验平台 发布

目录

1. 目的.....	1
2. 范围.....	1
3. 职责.....	1
4. 性能测试实验室安全管理规范.....	1
5. 性能测试实验室仪器设备管理规范.....	1
5.1. 同步热分析仪使用制度.....	1
5.2. 预约制度.....	2
5.3. 培训考核制度.....	3
6. 实验内容.....	3
6.1. 系统组成.....	3
6.2. 样品的准备.....	4
6.2.1 样品要求.....	4
6.2.2 坩埚的选择.....	4
6.3. 同步热分析仪常规测试.....	6
6.3.1 开机.....	6
6.3.2 测试步骤.....	7
6.3.3 数据处理.....	10
6.3.4 关机.....	12
7. 相关/支撑性文件.....	12
8. 记录.....	12

1. 目的

建立同步热分析仪标准操作规程, 使其被正确、规范地使用。

2. 范围

本规程适用于所有使用同步热分析仪(TGA/DSC)的用户。

3. 职责

3.1. 用户: 严格按本规程操作, 发现异常情况及时汇报设备管理员。

3.2. 设备管理员: 确保操作人员经过相关培训, 并按本规程进行操作。

4. 性能测试实验室安全管理规范

4.1. 严格遵守性能测试实验室的各项安全注意警示标识。

4.2. 实验室通道及消防紧急通道必须保持畅通, 所有实验人员应了解消防器具与紧急逃生通道位置。

4.3. 严禁戴手套接触门把手。禁止随意丢弃实验废弃物。禁止将锐器、玻璃等丢弃在常规垃圾箱中。

4.4. 实验室应保持整洁, 禁止携带食物饮品等与实验不相关物品进入实验室。严禁在实验室进食与抽烟。严禁动物进入实验室。

4.5. 实验室内存放的药品、试剂、废液应标签、标识完整清晰。

4.6. 实验室内均为大型科研设备, 有专人负责管理, 未经培训人员, 不得擅自上机使用; 经过培训的用户, 需使用预约系统, 使用本人的账号进行登录使用。

4.7. 非常规实验测试须经设备管理员同意并指导方可进行。个人 U 盘、移动硬盘等易带入病毒的存储设备不得与仪器电脑连接。

4.8. 实验过程中如发现仪器设备及基础设施发生异常状况, 需及时向该仪器负责人或实验室负责人反馈。严禁擅自处理、调整仪器主要部件, 凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。

4.9. 为保持实验室内环境温度及湿度, 保持实验室门窗关闭。实验结束后, 实验人员必须进行清场。最后离开实验室人员需检查水、电、门窗等。

5. 性能测试实验室仪器设备管理规范

5.1. 同步热分析仪使用制度

该仪器遵从学校“科研设施与公共仪器中心”对大型仪器设备实行的管理办法和“集

中投入、统一管理、开放公用、资源共享”的建设原则，面向校内所有教学、科研单位开放使用；根据使用机时适当收取费用；并在保障校内使用的同时，面向社会开放。

同步热分析仪样品测试方案分为五类：

- (1) 培训测试：用户提出培训申请，技术员安排培训。培训内容包括：同步热分析仪（TGA/DSC）的原理、构造及各部分的功能；样品制样、仪器的标准操作流程、控制软件 STARe 操作、实验方法建立、数据处理及测试注意事项等。用户在技术员指导下操作仪器并做数据处理；
- (2) 自主测试-初级：用户负责制样、装样；独立使用控制软件 STARe 完成样品 TGA 和（或）DSC 常规测试（分解失重、含量分析、热稳定性、氧化反应和氧化稳定性、气体吸附和解吸附、水分的吸附和解吸附、升华、蒸发、汽化、熔融或结晶温度、多晶型转变等）并做数据处理；
- (3) 自主测试-高级：用户负责制样、装样；了解不同实验条件对于测试结果的影响，独立使用控制软件 STARe 完成样品 TGA 和（或）DSC 常规测试、比热容测试、气氛切换时测试、剧烈分解、未知样品的分析、分解过程动力学等，并做数据处理。
- (4) 送样测试：用户提供样品准确信息及测试要求；技术员负责制样、装样、操作仪器进行测试并做基本数据处理；
- (5) 维护/开发测试：技术员定期维护、校准设备，检测仪器性能；建立新方法空白基线，开发新方法/技术；

该仪器的使用实行预约制度，请使用者根据样品的测试要求在学校“大型仪器共享管理系统”（以下简称大仪共享）进行预约，并按照规定登记预约信息。

使用物质科学公共实验平台的仪器设备、或得到平台技术人员的支持协助，获得相应成果，应在发表的文章中对平台予以致谢，建议致谢方式参见 <https://iscps.westlake.edu.cn/info/1129/1462.htm>。使用物质科学公共实验平台的仪器设备和技术支持发表文章后，请及时反馈至平台 lhpt@westlake.edu.cn。

5.2. 预约制度

为充分利用仪器效能、服务全校科研工作，根据测试内容与时间的不同，性能测试实验室制定了同步热分析仪 7*24 小时预约制度。

- (1) 校内使用者须经过技术员的实验操作培训，考核合格后方可上机使用；
- (2) 实验开始时务必在实验记录本上登记，结束时如实记录仪器状态；

- (3) 严禁随意移动仪器。严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件。使用期间如仪器出现故障, 使用者须及时通知技术员, 以便尽快维修或报修; 隐瞒不报者将被追究责任, 加重处理;
- (4) 因人为原因造成仪器故障的(如硬件损坏), 其导师课题组须承担维修费用;
- (5) 同步热分析仪原始数据不允许在仪器电脑上删改, 尤其不允许用 U 盘与移动硬盘直接拷贝。使用者应根据要求通过 Winscp 或 NAS 网盘下载数据至本地电脑, 以保存并做数据处理。
- (7) 使用者应保持实验区域的卫生清洁, 测试完毕请及时带走样品, 技术员不负责保管。使用者若违犯以上条例, 将酌情给予警告、通报批评、罚款及取消使用资格等惩罚措施。

5.3. 培训考核制度

校内教师、学生均可提出预约申请, 由技术员安排时间进行培训, 培训内容包括仪器使用规章制度、送样须知及安全规范、基本硬件知识、标准操作规程(自主测试-初、高级 SOP)及相应数据处理。


仪器管理员认为培训者达到相应级别的独立操作水平后, 给予培训者授权在相应级别所允许的可操作实验范围内独立使用仪器。如果在各级别因为人为操作错误导致仪器故障者, 除按要求承担维修费用之外, 给予降级重考惩罚、培训费翻倍。

6. 实验内容

6.1. 系统组成

同步热分析仪可同时测量样品的热重(TGA)信号和差示扫描量热(DSC)信号。热重分析是在程序温度控制下于不同气氛中测量样品的质量与试样温度或时间(恒温实验)关系的一种技术。同步 DSC 和常规 DSC 仪器一样, 测量样品热流量随温度或时间的变化, 只是由于灵敏度较低等原因而有所限制。

同步热分析仪由仪器主机、恒温水浴和电脑控制系统三部分组成。



6.2. 样品的准备

前提条件：（1）样品在制备期间不应发生热力学变化或机械变化；（2）组分应保持不变；（3）样品在制备期间不应发生反应；（4）样品制备期间不应该有杂质加入；（5）待分析的样品应该能代表本体材料。

6.2.1 样品要求

可接受固体、液体、粉末、薄膜或纤维样品。粉末样品尽量磨细。发泡材料、体积有膨胀的材料必须标注。液体样品尽可能不要超过坩埚容积的 2/3。

有机物样品量：5—15mg。无机物样品量：10—50mg。具有强放热效应的样品量：0.5—1mg。在加热过程中会发泡、喷溅的样品应当减少样品量。样品量可根据样品实际情况酌情考虑。使用较大的样品量有助于检测微弱的质量损失或热效应。样品质量越大，样品内的温度梯度越大，分解产物需要更长时间扩散出来，造成失重曲线向高温方向偏移。

请根据自己样品的性质及测试需求，自行查阅相关资料后，提供详细的测试条件（温度范围、升降温速率、气氛条件等）。

6.2.2 坩埚的选择

热重实验坩埚一般不加盖子，坩埚加盖有助于获得更好的 DSC 信号，但是会使失重曲线向高温方向偏移。如果想获得数据质量均好的 TGA、DSC 信号，可以不加盖子、加盖子进行两遍实验。

(1) 40 μ L 标准铝坩埚 **测试最高温度不能超过 500 $^{\circ}$ C**。铝坩埚通常是惰性的，但会受到氢氧化钠和酸的腐蚀。有些金属样品会与铝坩埚生成合金，可在 400 $^{\circ}$ C 空气中加热铝坩埚 10min 以强化氧化保护层。

(2) 70 μ L 氧化铝坩埚（最常用）、50 μ L 氧化铝坩埚、150 μ L 氧化铝坩埚

可重复使用，**样品不与氧化铝坩埚反应。当测试超过 1200 $^{\circ}$ C 时，要在样品坩埚与传感器之间垫上蓝宝石垫片**，防止坩埚与陶瓷传感器粘连。以下会对氧化铝构成威胁的条件和物质，谢绝测试：

- ① F₂：与 Al₂O₃ 反应生成 AlF₃ 和 O₂；
- ② Cl₂：在 700 $^{\circ}$ C 以上与 Al₂O₃ 反应生成 AlCl₃ 和 O₂；
- ③ 硫：不与液态硫发生反应。但在气态硫且有碳存在的场合，高温下反应生成硫化物；
- ④ H₂S：加热时与 Al₂O₃ 反应生成高达 3% 的 Al₂S₃；
- ⑤ HF：高温下与 Al₂O₃ 定量反应生成 AlF₃ 和 H₂O；
- ⑥ 金属的氟化物：通过熔融造成破坏，生成三价阴离子 [AlF₆]³⁻ 及类似于冰晶石的盐；
- ⑦ 玻璃：熔融后会溶解 Al₂O₃；
- ⑧ 碱金属及碱土金属的硫酸盐；
- ⑨ Li₂CO₃：在高于 700 $^{\circ}$ C 时与 Al₂O₃ 反应生成偏铝酸锂和二氧化碳；
- ⑩ HCl：在 600 $^{\circ}$ C 以下不会反应。但在更高的温度下，有碳存在时会加剧反应；
- ⑪ B₂O₃ 或硼砂：加热时会溶解 Al₂O₃ 生成硼酸铝和硼化铝；
- ⑫ 碱性及碱土性氧化物及其带可挥发性阴离子的盐类（例如：尤其是氢氧化物、氮化物、硝酸盐、碳酸盐、过氧化物等）：熔融生成铝酸盐或多羟基化合物；
- ⑬ CaC₂：加热时与 Al₂O₃ 反应生成 Al₄C₃；
- ⑭ PbO：从 700 $^{\circ}$ C 开始与 Al₂O₃ 反应。尤其是高铅氧化物及具有挥发性酸根的铅盐类物质；
- ⑮ UO₃：从 450 $^{\circ}$ C 开始与 Al₂O₃ 反应。类似于 PbO；
- ⑯ 亚氧化金属类（如 Fe²⁺、Co²⁺、Ni²⁺ 等）：与 Al₂O₃ 反应生成尖晶石；
- ⑰ 碱性及碱土性铁酸盐类：熔融后同时溶解 Al₂O₃；
- ⑱ LiF；
- ⑲ 再熔融温度范围（800 $^{\circ}$ C—1200 $^{\circ}$ C）的锆合金：与 Al₂O₃ 发生慢而弱的反应；

- ⑳ 某些金属合金：如含 4%铝的铁合金。
- ㉑ 硝酸盐、氯化盐等盐类无机物等。

上述所列项可能涵盖面不足，**若不能确定所用样品是否会与坩埚发生反应，测试之前应在氧化铝坩埚内装一定量样品以高于测试终止温度的温度在马弗炉里试烧。**对可能危害仪器的样品必须事先注明，并做好相关防护措施。

(3) 70 μ L 铂金坩埚

可重复使用，通常是惰性的，成本较高。如果样品会与铂金反应或者样品残余物不容易清洗的话，可以在 70 μ L 铂金坩埚内部放置一个 50 μ L 氧化铝坩埚，将样品置于氧化铝坩埚内，这样既能得到很好的 DSC 信号，又能避免铂金坩埚被污染。

注意：样品与坩埚之间热接触良好！坩埚外侧绝不可沾上残余样品。

6.3. 同步热分析仪常规测试


6.3.1 开机

(1) 打开天平保护气（高纯氮气）气瓶阀门，调节减压阀压力为 0.1 MPa，流量调为约 20 ml/min。如实验气体为氮气时，此气瓶同时供给；如实验气体为空气时，打开高纯空气气瓶阀门，调节减压阀压力为 0.1 MPa。


(2) 打开恒温水浴槽电源，电源>循环>制冷。

(3) 半小时后打开仪器背面主机电源（红色按钮）。

(4) 打开计算机，登录。双击桌面上的“STARe Software”图标进入软件，在弹出对话框 User Name 中输入“METTLER”，然后点击“OK”。当软件下方的灰条变绿后表示仪器与软件连接成功，液晶屏上会显示样品温度(Ts)、炉体温度(Tc)、气体流量等详细信息。仪器和计算机的打开顺序没有严格要求。连接成功后，自动进样器会自检，自检过程中请勿移动。



6.3.2 测试步骤



(1) 点击软件主界面下的“Home/Method Window”按钮，编辑实验方法：

(a) “File/New” 新建一个新的方法，具体如下：


① “TA Technique”中选择“TGA”；“Sample Holder”中选择实验使用的坩埚类型（一般为 Alumina 70 μ L）；“Segment Type”选择“Temperature”。

注：必须保证参比坩埚与样品坩埚完全一致。


② 根据测试条件，点击“Dynamic”  添加动态升降温程序，设置参数包括起始温度 Start Temperature、终止温度 End Temperature 和升降温速率 Heating Rate。

起始温度：通常应比第一个热效应低大约 $3b^{\circ}\text{C}$ （ b 为升温速率），这样在第一个热效应发生前基线便能稳定。

终止温度：通常尽可能高于最后一个热效应 $2b^{\circ}\text{C}$ 。

点击“Isothermal”  添加恒温段程序，设置参数包括 Temperature 和 Time；点击“Gas”设置实验所用气体和流量 Flow（如 N_2 , 50 ml/min）。测试过程中如果被测样品有腐蚀性气体或较大烟尘产生，应适当加大吹扫气流量(100 ml/min)和保护气流量(40 ml/min)。

对于未知样品，最好选择较宽的温度范围以便全面了解样品的热效应。



③ 点击“Home”来选择是否勾选“浮力补偿(Buoyancy compensate)”，如选用该方法，可跳过直接看步骤（3）。

如需跑空白实验，则选择“扣除空白曲线(Substract blank curve)”。

原因：由于炉体内气体密度随温度升高而降低，使整个炉体内物体浮力较小，引起表观增重，需要浮力补偿或扣除空白曲线来矫正质量效应。**扣除空白曲线的方法更利于实验结果的准确性。**空白曲线一般重复运行 3 遍。软件中会保存一些较常使用且运行过空白基线的实验方法，可直接调用。


④ 实验方法编辑完成后，点击 File 主菜单下的 Save 按钮，为实验方法命名，命名原则“实验温度范围@升温速率 实验气体”（如 20-400@10 N₂）。

(b) “File/ Open” 打开已经保存在软件中的实验方法，确认符合测样要求后关闭待调用。


(c) 如需编辑已有实验方法，在 File/Open 中打开原有方法，双击需要修改段曲线，在弹出的对话框内进行修改，随后 Save As 并命名即可，命名原则同上所述。

(2) 点击软件主界面下的“Home/Experiment Window”按钮，设置实验：

“TA Technique”中选择“TGA”。如果需要跑空白实验，则勾选方框□“运行空白曲线(Run blank curve)”，然后在“位置 (Position)”里填写自动进样器中放空坩埚位置的编号（1 为 101，2 为 102，以此类推），最后点击“发送实验(Send Experiment)”。一般需要重复运行 3 遍，根据实验次数，点击几次“发送实验(Send Experiment)”。空白实验即自动开始。



(3) 点击软件主界面下的“Home/Experiment Window”按钮，设置实验：



- ① “TA Technique”中选择“TGA”；点击“Select Method”选择相应的实验方法，“Start Temperature”和“Sample Holder”中会自动弹出与所选实验方法相匹配的参数；输入坩埚质量 Pan Weight（可不输入，与实验结果无关）。
- ② 在“Sample/Name”一栏中输入样品名称，命名原则“导师姓名首字母-使用人姓名首字母-日期-数字序号”；“Weight”一栏中输入样品重量；**不需要勾选方框**“第

一个测量值(First measurement value)”;在“位置(Position)”里填写样品坩埚位置的编号(1 为 101, 2 为 102, 以此类推);最后选中“Module TGA/DSC 3+ HT/1600/833+ NEW”, 点击“发送实验 Send Experiment”。本仪器内置的 MFC 会自动调控反应气体流量至方法设定值(如 N₂, 50 ml/min)。

- (4) 当电脑屏幕左下角的状态栏中出现“等待装样(waiting for sample insertion)”时, 自动进样器机械手会将对应位置的样品坩埚放到炉体内, 自动关闭炉体(可通过仪器正面观察窗观察到), 到达实验开始温度启动实验。软件中会显示实时测试曲线和实验剩余时间(如实验方法中未设置降温程序, 则此时间不包括降温时间。TGA/DSC 自动降温从 1500°C 降至 30°C 约 45min, 从 1200°C 降至 30°C 约 40min, 从 900°C 降至 30°C 约 35min, 从 600°C 降至 30°C 约 25min)。

Experiments-performed 表示已完成实验; Experiment-on module 表示正在进行的实验; Experiment-pending 表示排队待做实验。

实验过程中可编辑、添加新实验, 删除、修改待做实验。选中欲修改实验, 右键点击 Delete selected experiments 删除实验、Edit experiment 修改实验。**注意不要点击 Remove Performed Experiments, 否则会将全部 Experiments-performed 记录删除。**

- (5) 测试结束后, 自动进样器会自动把坩埚抓起来放回至对应位置, 仪器自动开始下一个实验。

注:如果坩埚掉入炉体内, 一定要报告给仪器管理员, 不要擅自处理, 更不要当做没有发生, 否则会有极大的仪器损伤隐患。

6.3.3 数据处理


- (1) 点击主界面下的“Home/Evaluation Window”按钮, 处理实验数据:


① 单击“File/Curve/Open”, 在弹出对话框内选中要处理的曲线, 点击“Open”或“Open Apart”打开该曲线或其中某一段温度程序曲线。

② 点击  , 将 TGA、DSC 曲线分开上下排列。曲线可根据需要放大或缩小, 点击



Automatic Scaling, 曲线变回优化显示尺寸。



- ③ 选择 TGA 曲线中待分析段, 点击  Step Horiz., 得到重量变化分析结果 Step (% 和 mg) 和 Residue (% 和 mg)。为帮助和保证选取的分析段合理性, 可结合 TGA 曲线的一阶导数 DTG 曲线。选中曲线, 点击 Math > 1st Derivative, 得到反应失重速率 DTG 曲线。



- ④ 选择热流曲线中分析峰, 通过 Settings-Baselines 选择合适基线, 基线类型包括直线基线(Line)、左切基线(Tangential left)、右切基线(Tangential right)、左水平基线(Horizontal left)、右水平基线(Horizontal right)、样条曲线(Spline)、积分切线基线(Integral tangential)、积分水平基线(Integral horizontal)和零位线基线(Zero line)。

基线选择的总体原则: 与选取的待分析段曲线 “相切不相交”。


根据需要对曲线进行各种处理, 如 Glass Transition  Glass Transition、Peak  Peak、

Integration  Integration 等, 必要时可点击  Help Topics, 进行查询。

- (2) 单击 “文件/导入导出/导出其他格式(File/Import Export/Export other format)” 以导出常用格式数据, 包括文本的 txt 格式 (建议保存类型选择 Text Unicode(*.txt), 使数据输出文件中无乱码) 和图片的 png 格式。存储文件夹为桌面>TGA-DSC data> 实验日期。

6.3.4 关机

(1) 实验结束后, 在软件主界面关闭软件、仪器主机和计算机电源 (仪器主机和计算机的关闭顺序没有严格要求)。



(2) 关闭反应气和天平保护气的气瓶总阀, 减压表阀门调至松动, 压力指针降为 0, 且外置气体流量计示数归为 0。最后关闭恒温水浴, 依次为制冷>循环>电源按钮。

7. 相关/支撑性文件

7.1. Q/WU FLHR001 文件编写规范

8. 记录

FLHS028 同步热分析仪使用记录表 V1.0

序号										编号: Q/WU FLHS028			
仪器设备使用记录										20__年			
日期 月.日	使用 人	课题组 导师	样品名称 或代号	检测方式(√)		测试内容	实验 时间 (h)	样 品 数	样品位置 (自动进样)	文件名 导师名首字母-使用人 名首字母-日期-数字	仪器状态		备注
				送样	自主						正 常	报错及问 题描述	
5.6	张三	王五	聚苯胺	√		TGA、DSC、温度范围、最快升降温速率、气氛、恒温温度及时间等	1.5	1	101 (1 号位)	WW-ZS-20190506-001	√		

**请注意: 使用前先检查仪器状况, 一切正常方可操作; 一旦开始实验, 默认为使用前仪器状况良好; 使用过程中出现故障须立即联系技术员; 测试后请及时取回样品。